

Vista Access


Vista Access är NOVACORs nya Holter inspelningsenhet. Den är tillverkad med intentionen att vara den mest patient- och användarvänliga Holter inspelningsenheten på marknaden, helt i anda med NOVACORs känsla för teknisk innovation och design.

Patientvänlig



Inspelningsenheten kan bäras på ovanstående sätt, helt enkelt vad som passar patienten bäst.

Snabb och enkel "start-up"



1. Du väljer direkt i displayen hur många kanaler du vill spela in.
2. Röstinspelnings-ID spelas in och sparas på CF-kortet, allt för en god säkerhet.
3. Visuellt EKG och hjärtfrekvens vid påkoppling
4. Färdig!

Vista Access lagrar sitt data på högkapacitets "Compact Flash", sk CF-kort, typ 1 & 2. Detta eliminerar behovet för komprimering och gör det fullt kompatibelt med framtidens utveckling av minneskapacitet.



Vista garanterar hög signalkvalitet, med 200 Hz sampling och lagringsfrekvens med 10 bit och dynamiskt omfång på +/- 6mV är Vista en av de främsta på marknaden idag.

Vista Access fortsättning

24 timmars inspelning på 1, 2 eller 3 kanaler

Vista Access ger valmöjligheter för hur många kanaler du vill spela in på ett dygn. Detta väljer man direkt i displayen på inspelningsenheten vid uppkoppling på patient.

Brett och användarvänligt mjukvaruprogram - med nya optionen Sömnapné!

Med HolterSoft Ultima kan du analysera snabbt och med många alternativa möjligheter. Bl.a görs analyser av RR-variabilitet, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), QT-analys, arytmihändelser, förmaksflimmer, ST-förändringar, sömnapnédetektion m.m.

